



**Los Metodos VICAM
Ofrecen Procedimientos
Simples para la detección
en el sitio:**

AQUI ESTA COMO:

- Muela, Pese y Haga la extracción de la muestra
- Asile la Ocratoxina con la columna OchraTest de inmunofinidad
- Detecte y cuantifique utilizando Fluorometro o LC

Análisis de Micotoxinas en Café

Recientes legislaciones sobre seguridad alimentaria han colocado al café entre varios productos a ser monitoreados para ocratoxina A, un coproducto químico tóxico de varias especies de hongos. Los países importadores están con frecuencia preocupados con el nivel de la exposición humana o animal debido a los riesgos de la salud asociados con esta toxina de formación natural, la cual ha sido ligada a la toxicidad aguda del riñón, inmunosupresión y aún cáncer.

Los productores de café están respondiendo con programas proactivos para monitorear y prevenir la contaminación con ocratoxina A, utilizando programas de análisis de puntos múltiples. La detección temprana es posible utilizando la columna OchraTest acoplada con fluorometría o LC para aún mayor sensibilidad en el sitio o en el laboratorio. Proteja su marca y agregue valor a su inversión con soluciones certeras y precisas de VICAM.

La familia de soluciones de análisis de micotoxinas de VICAM, ofrece a su negocio un rango total de soluciones prácticas y versátiles para el monitoreo de ocratoxina A.

Desde la sencilla detección en sitio utilizando detección de flujo lateral y fluorométrica hasta la altamente sensible detección HPLC o UPLC[®] en el laboratorio, VICAM ofrece el comprobado monitoreo de ocratoxina A al productor, tostador y detallista.

- **Resultados precisos consistentes desde el campo al Puerto y más allá**
- **Detección sensible a o debajo de los límites Regulatorios Europeos u otros límites internacionales**
- **Soluciones de análisis versátiles para ambientes de análisis versátiles, en el campo o en el laboratorio**

COLUMNAS VICAM DE CALIBRE ANGOSTO

BENEFICIOS		OchraTest
Durable	Larga vida de anaquel; no requiere refrigeración	X
Versátil	Puede ser usado con una variedad de muestras	X
Conveniente	Para uso con detección fluorométrica, HPLC o UPLC	X
Fácil	No requiere habilidades especiales, el análisis puede ser ejecutado virtualmente donde sea	X
Rápido	Menos de 10 minutos para aislar la toxina	X
Seguro	Requiere menos materiales tóxicos que otros métodos	X

COLUMNAS VICAM DE AMPLIO CALIBRE

BENEFICIOS		OchraTest WB
Durable	Larga vida de anaquel, no requiere refrigeración	X
Versátil	Puede ser usado con una variedad de muestras	X
Exclusive	Específicamente para uso con HPLC o UPLC	X
Amplio Rango	Detecta niveles tan altos como 300 ppb	X
Flujo Rápido	Pasa más volumen por la columna	X

Sujeto a cambio sin aviso.

©2016 Waters Corporation. Waters, The Science of What's Possible, VICAM y UPLC, son marcas registradas de Waters Corporation. OchraTest es una marca de Waters Corporation.

Los métodos analíticos presentados en esta hoja de datos han sido investigados y desarrollados por VICAM para ser usados exclusivamente con productos OchraTest. Estos métodos analíticos han sido confirmados en los laboratorios de VICAM para ejecutarse con las especificaciones indicadas en los procedimientos OchraTest. El usuario asume todo el riesgo en el uso de los productos y procedimientos analíticos OchraTest. VICAM no da garantía de ninguna clase, expresa o implícita, diferente a la que en los productos OchraTest se adhiere a las especificaciones impresas y estándares de control de calidad de VICAM. VICAM a su criterio reparará o reemplazará cualquier producto o parte si se prueba que tiene defecto en la mano de obra o en los materiales. La decisión de VICAM de reparar o reemplazar dichos productos es exclusiva y en lugar de todas las garantías ya sean escritas, de palabra o implícitas, incluyendo cualquier garantía implícita de comercialización o de conveniencia, para un propósito particular. VICAM no tendrá responsabilidades por ganancias estimadas perdidas, o cualquier pérdida, inconveniencia o daños ya sean directos, indirectos, incidentales, consecuenciales o de otro tipo, a personas o propiedades, o por estricta responsabilidad o negligencia que surja de o en conexión con el uso de estos análisis, procedimientos o productos OchraTest.

Pedidos:

1848 N Deffer Drive
Nixa, MO 65714 USA
Tel: +1.877.228.4244
+1.417.725.6588
Fax: +1.417.725.6102
orders@vicam.com

Oficinas Generales:

34 Maple Street
Milford, MA 01757 USA
Tel: +1.800.338.4381
+1.508.482.4935
Fax: +1.508.482.4972
www.vicam.com